

Alarma NO FOOD (SIN ALIMENTACIÓN)

Si debe cebar nuevamente el juego de infusión de la bomba, se recomienda mantener desconectado el adaptador entérico del tubo de alimentación del paciente durante este proceso.

1. ¿Está vacía la bolsa del juego de infusión de la bomba?	SÍ	Llene otra vez la bolsa, vuelva a cebar el juego de infusión y reanude la alimentación.
NO		
2. ¿Contiene aire el tubo?	SÍ	¿Se ha eliminado el aire de la bolsa del juego de infusión de la bomba?
NO		<p>EN CASO DE QUE NO: Cebe el tubo manualmente; para hacerlo, coloque la bolsa en posición invertida y apriete con suavidad la mitad inferior a medida que aprieta el tubo verde azulado justo debajo del símbolo de la gota "△". Mantenga esta posición hasta eliminar todo el aire del tubo y de la bolsa.</p> <p>EN CASO DE QUE SÍ: Presione y mantenga presionada la tecla PRIME (CEBADO) para hacer circular el aire en el tubo hasta que pase el casete del juego de infusión de la bomba. Luego reanude la alimentación.</p>
3. ¿Se licuó o mezcló bruscamente la fórmula?	SÍ	Deje que la fórmula descansa de 10 a 15 minutos antes de preparar el juego de infusión de la bomba para la alimentación. Si el tubo contiene espuma, enjuáguelo cebando el juego de infusión de la bomba manualmente o con la bomba y reanude la alimentación.
NO		
4. ¿Hay burbujas de aire en el interior del casete?	SÍ	Retire el tubo de la bomba y cebe el tubo de forma manual dándole la vuelta a la bolsa y presionando suavemente la parte inferior de la bolsa mientras pellizca el tubo verde azulado justo debajo del símbolo de la gota. Sostenga la bolsa en esta posición hasta que todo el aire haya circulado a través del segmento verde azulado del tubo.
	NO	Si la alarma no se apaga, llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

Alarmas ERRa, ERRD o ERRF

1. ¿Estaba abierta la puerta de la bomba mientras la bomba estaba encendida o en funcionamiento?	SÍ/ NO ESTÁ SEGURO	Apague la bomba. Descargue y cargue nuevamente el casete del juego de infusión. Compruebe que la puerta esté bien cerrada y encienda nuevamente la bomba.
	NO	Si la alarma no se apaga, llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

Alarma LOAD SET (CARGAR JUEGO)

1. ¿Se cerró correctamente la puerta?	NO/ NO ESTÁ SEGURO	Apague la bomba. Descargue y cargue nuevamente el casete del juego de infusión. Compruebe que la puerta esté bien cerrada y encienda nuevamente la bomba.
SÍ		
2. ¿Observa grietas en la puerta o está rota la pestaña del interior de la puerta?	SÍ	Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para solicitar una puerta nueva.
	NO	Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

Alarma de NO FLOW IN (AUSENCIA DE FLUJO DE ENTRADA)

- NO FLOW IN (AUSENCIA DE FLUJO DE ENTRADA): Obstrucción entre el juego de infusión y la bomba.
- NO FLOW OUT (AUSENCIA DE FLUJO DE SALIDA): Obstrucción entre la bomba y el paciente.

1. ¿Se encuentra el tubo del juego de infusión pellizcado, retorcido o atascado?

SÍ

Compruebe que el juego de infusión no presente obstrucciones ni torceduras en el tubo. Elimine la obstrucción y reanude la alimentación.

NO

2. ¿Está rota la pestaña que se encuentra en el interior de la puerta?

SÍ

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para solicitar una puerta nueva.

NO

3. ¿Está limpia la zona del sensor de presión de la cavidad para el casete?

NO

Limpie el área de los sensores de presión con un hisopo, un paño suave o una esponja húmeda, o bien, coloque toda la bomba debajo de un chorro de agua. No utilice materiales abrasivos ni sustancias químicas agresivas.

SÍ

4. ¿Observa algún daño en el área de los sensores de presión?

SÍ

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

NO

Desconéctela del paciente y llene un nuevo juego de infusión con alimento. Ceba el juego y encienda la bomba. Si la alarma no se apaga, llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

PROBLEMAS CON LA CARGA

1. ¿Está conectado correctamente el cargador del adaptador de CA al tomacorriente y a la bomba?

**NO/
NO ESTÁ
SEGURO**

Revise las conexiones del enchufe de pared y del adaptador de la bomba. Se debe encender una luz verde indicadora en el enchufe del cargador de pared y debe aparecer el símbolo del enchufe y las barras del indicador de carga que se desplazan de E (Vacía) a F (Llena) en la pantalla de la bomba. Una vez que la bomba se haya cargado por completo, las barras se detendrán.

SÍ

2. ¿Funciona bien el tomacorriente?

**NO/
NO ESTÁ
SEGURO**

Conecte otro dispositivo al tomacorriente para comprobar que funciona correctamente.

SÍ

3. ¿Presenta algún daño el adaptador del cargador?

SÍ

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para solicitar un cargador nuevo.

NO

4. ¿Presenta algún daño el puerto del cargador, incluidas clavijas faltantes o torcidas?

SÍ

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

NO

5. ¿Observa que parpadean el símbolo de la batería y las letras E (Vacía) y F (Llena) del indicador de carga?

SÍ

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

NO

Si esta situación se mantiene, llame al servicio de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.